



KRUUSE

KRUUSE Venocan Mini IV-Katheter

Hochwertige und scharfe Nadeln mit langem Schliff zur Minimierung von Beschwerden/Schmerzen während der Platzierung

- Transparente Rückschlagkammer
- Kleine Flügel für einfache Handhabung
- Schläuche aus medizinischem Teflon® FEP (fluoriertes Ethylenpropylen)
- Dünnwandiger Katheter mit großem Innendurchmesser sorgt für guten Durchfluss
- Empfohlene Katheter Verweildauer bis zu 3 Tagen

Art. Nr.	Beschreibung	Grösse	Handelsform
121940	KRUUSE Venocan mini IV Katheter, violett	0.6 x 13 mm 26G	50 Stück
121941	KRUUSE Venocan mini IV Katheter., gelb	0.7 x 19 mm 24G	50 Stück
121942	KRUUSE Venocan mini IV Katheter, blau	0.9 x 25 mm 22G	50 Stück
121943	KRUUSE Venocan mini IV Katheter, rosa	1.1 x 32 mm 20G	50 Stück

Bestellen können Sie ganz einfach über unseren **Webshop (www.covetrus.ch)**, per E-Mail unter bestellung@covetrus.ch oder direkt bei Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater.